

Zitkruk gymna.PRO - Classique uitvoering - Ecrú

gymna

Art: 195800ECR | Merk: [GYMNA](#)



Productinformatie

Gymna zitkrukken passen perfect bij de Gymna behandeltafels. Samen zorgen ze voor een professionele uitstraling van uw praktijk.

ZITTING

- comfortabel, rond kussen met diameter van 35 cm.
- overtrokken **met dezelfde hoogwaardige Classique bekleding** als de hoog/laag tafels, vrij van phtalaten en biocompatibel.
 - voelt prettig aan en plakt niet aan de huid.
 - sterk, soepel, kleurvast.
 - vlamvertragend, bloed- en urinebestendig.
 - eenvoudig te reinigen met een PH-neutraal zeepsopje.
 - desinfecteerbaar met alcoholvrije desinfecteermiddelen.
 - keuze uit 15 kleuren: uw zitkruk in dezelfde kleur als uw behandeltafel.

ONDERSTEL

- unieke hoogteverstelling: 360° hendel voor makkelijke bereikbaarheid.
- verstelbaar in hoogte d.m.v. een pneumatische gasveer: 54 - 73 cm
- stabiele, vijfarmige rolvoet in aluminium, diameter 50 cm.
- uitgevoerd in een krasvaste witte poederlak coating.
- geleverd met zachte 'selflock' wielen: de stoel staat vast wanneer er geen gewicht op is, zodra u neerzit deblokkeren de wielen en is de stoel vlot verrolbaar.
- maximale belasting: 150 kg.