

Pure 2 Improve Push-up pro set

gymna

Art: 575280



Productinformatie

Bij het uitvoeren van standaard push-ups worden de armen vaak in een onnatuurlijke, rechte positie gedwongen.

De **P2I Push Up Pro Set** kan een **roterende beweging** maken en zorgt ervoor dat de armen en polsen op een **natuurlijke manier** kunnen bewegen.

- de handvatten zijn zo gemaakt dat ze stevig aan de grond kunnen worden vastgezet.
- ze zullen **niet schuiven**, wat de oefeningen ten goede komt.

Specificaties

- Afmeting: 19,5 x 9 cm
- Materiaal: PP (Polypropyleen)