

MoVeS handtrainingsbal eivormig - super sterk - zwart

Art: 530050 | Merk: MOVES

gymna

€ 12,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Elastische, eivormige knijpbal voor het trainen van handen, vingers, polsen en onderarmen.

Kan gebruikt worden voor het verbeteren van zowel grove als fijne motoriek, versterken van grijpkracht en verbeteren van mobiliteit.

Dankzij de ergonomische, ovale vorm ligt deze makkelijk in de handpalm.

Te verkrijgen in 5 verschillende sterktes.