

Sonde vaginaal - Qines - wit (25 mm)

gymna

Art: 500900 | Merk: QINES



Productinformatie

- De vaginale sonde van Qines is een vaginale stimulatiesonde met 2 mm aansluiting, wit.
- Geschikt voor elektrostimulatie en feedback.

Hoe probes reinigen? Gezien het persoonlijke en intieme karakter van incontinentiesondes is het aanbevolen dat iedere patiënt zijn eigen vaginale sonde aankoopt. Om de sondes te ontsmetten adviseren wij TRISTEL DUO ULT (art. 500.906), een medisch desinfectiemiddel dat voldoet aan de Richtlijn voor medische hulpmiddelen IIb (CE-markering). Stop de sonde terug in de verpakking.