

Aqua bag - Small - max. 23 kg - wit

gymna

Art: 562710



Productinformatie

- Vier handvatten met sterke naden voor gevarieerde oefeningen.
- Eenvoudig zelf te vullen en legen dankzij de afsluitende dop met veiligheidskoord.
- Om de levensduur van de AQUA BAG te optimaliseren, raden we aan deze niet te gebruiken als stootkussen of voor gooien/slammen op de grond.
 - de coating is geschikt voor een zachte (indoor) ondergrond, gebruik op straatstenen bijvoorbeeld kan de cover sneller doen slijten.

Specificaties

- Afmetingen en maximaal vulgewicht:
 - Maat S - 75 x 20 cm - max. 23 kg - wit
 - Maat M - 75 x 22 cm - max. 28 kg - grijs
 - Maat L - 75 x 25 cm - max. 36 kg - zwart
- Afmetingen handvatten: 20 x 5,5 cm - 27 x 5,5 cm.
- Materiaal: duurzame en sterke PVC-cover met neopreen handvatten.