

Littmann stethoscoop Cardiology IV - black

gymna

Art: 586152 | Merk: [LITTMANN](#)



Productinformatie

De Cardiology IV stethoscoop is ontworpen om u te helpen het nauwelijks hoorbare te horen - de geluiden die u net iets meer kunnen vertellen over de conditie van een patiënt.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Betere hoorbaarheid van hoogfrequente geluiden* helpt u om meer te leren over de conditie van uw patiënt
- Enkeldelig instelbare membranen laten u zowel hoog- als laagfrequente geluiden horen aan zowel de volwassenen- als de pediatrie zijde van het borststuk
- Pediatrie zijde kan worden omgezet naar een open kelk. Verwijder het enkeldelig membraan en vervang deze met een antikoudering
- Open kelk blijft vrij van vuil en resten door het af te sluiten met het kleine membraan
- Dubbel lumen slang combineert twee geluidspaden in een buis, het traditionele geluid van langs elkaar schurende slangen behoort daarmee tot het verleden
- Ze bevatten geen natuurrubber (latex) of ftalaatweekmakers. De nieuwe generatie slangen is duurzamer en beter bestand tegen huidoliën en alcohol
- Zeven jaar garantie

OPTIES

- Kleur slang: bordeaux - caribisch blauw - framboos - grijs - kakigroen - marineblauw - pruim - turkoois - zwart.
- Afwerking slang: Satin finish met matte satijnachtige structuur, standaard met gladde rubberachtige coating.
- Afwerking borststuk: bewerkt roestvrij staal - champagnekleurig - smoke - goudkleurig - high polish - high polish smoke - regenboog - spiegel - zwart.

*Kant volwassenen, flinke druk.