

Thera-Band 45,5 m - super sterk - zilver

gymna

Art: 579536 | Merk: THERA-BAND



Productinformatie

Dé weerstandsband voor therapie en training

De Thera - Band op rol (45,5 m) is een onmisbare tool voor kinesitherapeuten. Gemaakt van natuurlijk latex en voorzien van een talkpoederlaag, biedt deze weerstandsband een progressieve en gecontroleerde weerstand, ideaal voor revalidatie, blessurepreventie en functionele krachttraining.

Dankzij de rol van 45,5 meter kunt u eenvoudig op maat knippen met een huishoudschaar, zonder dat de band wordt uitgerekt. Dit maakt het mogelijk om individuele lengtes aan te passen aan de behoeften van uw patiënten of om meerdere cliënten tegelijk te trainen. Perfect voor gebruik in groepssessies of in de praktijk!

Waarom kiezen voor TheraBand?

- Geleidelijke krachtopbouw – Minder kans op overbelasting en gewrichtsproblemen
- Veelzijdig in gebruik – Geschikt voor krachttraining, coördinatie, mobiliteit en stabilisatie
- Individueel aanpasbaar – Knip eenvoudig op de gewenste lengte
- Breed scala aan weerstanden – Voor alle niveaus van revalidatie en training

Specificaties

- Verkrijgbaar in 8 weerstandsniveaus:

Beige – Extra licht

Geel – Licht

Rood – Medium

Groen – Sterk

Blauw – Extra sterk

Zwart – Speciaal sterk

Zilver – Super sterk

Goud – Maximaal sterk

- Tip: Gebruik regelmatig babypoeder om de duurzaamheid van de band te verlengen en plakken door zweet of vochtigheid te voorkomen.