

Tonkey GymnastikBall - oefen-/zitbal - 42 cm - grijs **gymna**

Art: 585716 | Merk: [TONKEY](#)



Productinformatie

De **Tonkey GymnastikBall** is een oefen- en zitbal gemaakt uit gepatenteerd Flexton Silpower materiaal waardoor de bal **soepel en zacht** aanvoelt. Bovendien heeft het een extra veiligheidselement: een **anti-burst-systeem**. In geval van accidentele schade als gevolg van kleine snijwonden of gaatjes, zal de bal langzaam leeglopen en niet ontploffen.

Specificaties

- Ideaal voor vele toepassingen: van revalidatie tot fitness en sport.
- Belastbaarheid: 400 kg
- Verkrijgbaar in 4 kleuren (rood, blauw, groen, grijs) en 5 afmetingen (42 - 53 – 65 – 75 - 95 cm) --> 95 cm enkel verkrijgbaar in het grijs
- Gemaakt in Italië
- Inhoud doos: oefen/zitbal + 2 pluggen + 1 ventiel - (excl. pomp)
- MDR klasse 1

DE GYMNASTIK BALL IS GESCHIKT VOOR LICHTHUIDSLANGTES VAN 1,30 - 1,85 CM.