

Triceps touw voor trekapparaat - dubbel - 85 cm

gymna

Art: 581568 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

Triceps touw voor trekapparaat – dubbel (85 cm)

Het Dubbelhandige Triceps Touw van 85 cm is een essentieel accessoire voor gebruik aan een trekapparaat. Dankzij de dubbele grip voert u oefeningen uit met extra stabiliteit en controle, waardoor de triceps, schouders en rugspieren doelgericht geïsoleerd en versterkt worden. Het sterke en duurzame ontwerp, gemaakt van hoogwaardig nylon, is bestand tegen intensief gebruik en geschikt voor diverse kabel- en fitnessapparaten. Of het nu gaat om revalidatie of krachttraining, dit triceps touw biedt veelzijdige mogelijkheden om prestaties te verbeteren en spieren effectief te trainen.

Kenmerken:

- Dubbele grip voor extra stabiliteit tijdens oefeningen
- Sterk en duurzaam ontwerp, geschikt voor intensief gebruik
- Lengte van 85 cm, passend voor verschillende kabelapparaten
- Ideaal voor het isoleren van triceps, schouders en rugspieren