

Anatomisch model - heupgewricht + ligamenten

gymna

Art: 576010 | Merk: [RUDIGER ANATOMIE](#)



Productinformatie

Functioneel en waarheidsgetrouw model van het heupgewricht dat bestaat uit het bovenste deel van het dijbeen, de femurkop en een halve pelvis. De femur is volledig beweegbaar t.o.v. het bekken dankzij de flexibele ligamenten : abductie, anteversie, retroversie, endorotatie en exorotatie zijn steeds anatomisch correct uit te voeren. Het geheel staat op een stevige standaard maar kan ook losgemaakt worden.