

Pure 2 Improve Speed - springtouw - 285 cm

Art: 575281 | Merk:

gymna

€ 9,99

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

Pure2Improve Speedrope kan worden gebruikt voor verschillende doeleinden zoals CrossFit, training, revalidatie, sportschool, boksen, gewichtsverlies, spieropbouw, ...

Specificaties

- Kabeltouw: 2,85 cm.
- Kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.
- De lengte kan eenvoudig worden aangepast aan uw eigen individuele wensen.
- Geschikt voor zowel volwassenen als kinderen.
- Draagtas en schroevendraaier inbegrepen.