

Moor Pack schouder en nek - Qines - 50 cm

gymna

Art: 326244 | Merk: **QINES**



Productinformatie

De Qines Moor Pack is een **duurzame herbruikbare warmte pack - ook te gebruiken als koudepack** - die gevuld is met natuurlijke thermische modder genaamd turfmoor. De turfmoor wordt verkregen door het specifieke slib te malen, te filteren, te ontkiemen en te drogen.

EEN AANGENAME EN LANGDURIGE WARMTE

- **sterke thermische dieptewerking.**
- **gelijkmatige afgifte warmte.**
- **30% effectiever** dan een warmtegel.

EEN KWALITATIEVE MODDER PACK

- de folie is sterk, duurzaam en voelt toch zacht aan.
- de Moorpacks **nemen zeer goed de vorm van het lichaam aan**, de inhoud zakt tijdens gebruik niet uit.

GEBRUIK

- voor gebruik **de packing goed kneden.**
- het verwarmen van de Moorpack gebeurt **meestal in de microgolfoven**, maar kan evenzeer in een packheater of een warm waterbad (niet kokend).
- koelen in de koelkast, **NIET** in de diepvriezer.
- behandeltime: ca. 20 - 30 min.

Opgelet: leg steeds een beschermhoes of handdoek tussen de huid en de Moor Pack.