

Nohrd Sprintbok V.2- loopband self powered - eiken **gymna**

Art: 566912 | Merk: **NOHRD**



Productinformatie

Heeft men echt een motor nodig om te lopen?

De NOHRD SPRINTBOK V.2, een **selfpowered curved loopband uit hout** laat uw patiënten / gebruikers toe om hun '**natuurlijke**' **looppas** te vinden – en dat in hun eigen tempo.

Geen limieten

- deze loopband kent geen limieten:
 - zo snel mogelijk sprinten,
 - maar ook opnieuw (leren) stappen aan een minimale snelheid kan perfect dankzij de innovatieve techniek.

Self powered en curved

- geen motor:
 - gebruiker bepaalt zelf de snelheid.
 - **30% meer calorieverbruik** t.o.v. gemotoriseerd lopen.
 - snellere opbouw van spiermassa.
 - heel stil: rubberen riem en hout dempen alle trillingen.
 - heel soepel: precies als buiten lopen.
- **gebogen** loopoppervlak geeft toch de sensatie van vlak te lopen.

Houten lamellen en display

- solide houten frame uit walnoot of eik: zorgt voor een **extra demping van trillingen**.
- **62 houten lamellen** over rubberen aandrijfriem voor een soepele, bijna weerstandsloze beweging.
- metalen, gebogen handensteun met **17,3" tablet** en Sprintbok app.
- LED display:
 - werkt via netstroom.
 - weergave van prestatie (snelheid, afstand, tijd, calorieën).

- koppeling aan Nohrd app mogelijk.
- hartslagmeting ANT+ en Bluetooth.

Voordelen houten loopband

- door de **gebogen vorm** wordt een **natuurlijke loopbeweging** gestimuleerd:
 - voor- en middenvoet landing is de meest efficiënte looptechniek en resulteert automatisch in een betere houding van rug en nek.
- geschikt voor **beginnend stappen bij revalidatie**, maar ook voor **sprinten**.
- perfect voor **intervaltrainingen**: snelle aanpassing van snelheid.
- ecologisch: vervaardigd uit hout gewonnen uit duurzame bosbouw, riem uit natuurlijk rubber.
- **onderhoudsvrij**: moet niet gesmeerd worden.
- perfecte **damping van trillingen**: stil, maar ook veilig.

Technische specificaties

- L x B x H: 180 x 86 x 175 cm.
- loopoppervlak: 160 x 45 cm.
- gewicht: 125 kg.
- max. gebruikersgewicht: 160 kg.
- 2 transportwielen.