

Mini Wright Peakflowmeter (60 - 800 L/min)

gymna

Art: 9260162



Productinformatie

Mini Wright Peakflowmeter (60 - 800 L/min)

De Mini Wright Peakflowmeter is een professionele en nauwkeurige piekstroommeter voor het meten van de maximale uitademingssnelheid (PEF). Dankzij de individuele kalibratie levert elke meter betrouwbare en consistente meetresultaten. Het compacte, lichtgewicht ontwerp maakt hem geschikt voor zowel professioneel gebruik als thuisgebruik.

Voordelen

- Meetbereik: 60 - 800 L/min
- Individueel gekalibreerd voor nauwkeurige en betrouwbare metingen
- Lichtgewicht, robuust en eenvoudig in gebruik
- Duidelijke schaalverdeling in stappen van 10 L/min
- Wasbaar kunststof mondstuk inbegrepen
- Voorzien van een eenrichtingsventiel voor hygiënisch gebruik
- Voldoet aan de Europese norm EN13826

Geschikt voor

- Het monitoren van de longfunctie
- Het meten van de piekstroom (Peak Expiratory Flow - PEF)
- Gebruik door zorgprofessionals en thuisgebruik door volwassenen