

BH Super Khronos crosstrainer - TFT

gymna

Art: 564320.N | Merk: BH



Productinformatie

Crosstrainer/ergometer met lage doorstap, geschikt voor zowel licht professioneel als thuisgebruik. Dankzij de lange paslengte en minimale breedte tussen de voetschalen voelt de beweging heel comfortabel en natuurlijk aan, zonder in te boeten aan intensiteit. Het Touch & Fun Technology scherm maakt alles zoveel leuker: surfen op internet, mails lezen, YouTube filmpjes kijken en doorheen de virtuele videoroutes lopen. Trainen ging nog nooit zo vlot! **SPECIFIEKE KENMERKEN:**

- Lage instap en open structuur maakt de crosstrainer makkelijk toegankelijk.
- Magnetische weerstand, inertiesysteem equivalent aan 35 kg.
- 24 weerstandsniveaus, in te stellen d.m.v. drukknoppen onder het display of via het kleurentouchscreen.
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd).
- Ventilator en tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- Antislip voetschalen, slechts 11 cm afstand tussen beide voetschalen.
- Paslengte van 51 cm zorgt voor een heel comfortabele en natuurlijke beweging.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - 7" inch kleurentouchscreen, "Touch & Fun" technology
 - Via WiFi toegang tot YouTube, Google, Facebook, ...
 - Jack en USB aansluiting voor muziek
 - 1 quick start programma
 - 12 preset programma's (profielen)
 - 1 steady watt programma
 - 1 vrij programmeerbare user
 - 3 hartslaggestuurde programma's
 - 1 fitness test

- Parameters: tijd, afstand, snelheid (km/u), wattage, calorieverbruik, hartslag

TECHNISCHE KENMERKEN:

- Afmetingen LxBxH : 210 x 74 x 170 cm
- Gewicht: 74 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg
- Werkt op netstroom.