

Hoes tafel desinfecteerbaar - gezichtsopening

gymna

Ergomax - PU - Graniet

Art: 576750



Productinformatie

Desinfecteerbare hoes, speciaal voor alle Gymna PRO tafels - met Ergomax gezichtsopening - met een standaard breedte.

- materiaal: poly-urethaan, 180 g/m² - uiterst duurzaam en resistenter dan lichtere varianten (krassen of beschadiging door broeksriem, horloges, schoenen, ...)
- voorzien van een hartvormige gezichtsopening voor het Ergomax gezichtskussen
- **desinfecteerbaar met alle gangbare ontsmettingsmiddelen, ook alcohol**
- wasbaar en machine-wasbaar op 90°C, krimpmarge ca. 2 %
- anti-bacterieel, anti-allergisch en brandwerend
- goede pasvorm - licht bi-elastisch (! past niet zoals stretch badstof ! wij adviseren het gebruik van de clipbevestiging - art. 105340)
- geschikt voor veelvuldig gebruik: +/- 100 wasbeurten
- 100% made in Belgium
- kleur graniet (donkergrijs)