

Revalidatietrap recht/hoek

gymna

Art: 509470



Productinformatie

Compacte revalidatietrap die opgesteld kan worden in rechte lijn (brug) of in een rechte hoek.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- gesloten treden met anti-slip coating
- treden:
 - 1 kant 5 treden - hoogte 13 cm.
 - 1 kant 4 treden - hoogte 15 cm.
- centraal platform: 60 x 60 cm.
- ergonomische leunen, verstelbaar in hoogte.

De revalidatietrap kan - optioneel - uitgerust worden met een schuine loopramp (art. 509.475).