

# RET elektrode voor Winback - convex - 40 mm - 3P ***gymna***

Art: 580561 | Merk: [WINBACK](#)



## Productinformatie

- RET (resistieve) elektroden worden voornamelijk gebruikt voor diepere en hardere weefsels met weinig vocht zoals ligamenten, pezen, gewrichten, botten, ...
- naargelang de vorm of locatie van het te behandelen gebied kiest u voor vlakke of convexe elektroden, in verschillende afmetingen en diameters
- u herkent de RET elektroden aan hun grijze kleur
- enkel compatibel met Back 3<sup>TX</sup> en Back 4