

# Leukoplast elastic vingertop - 44 x 50 mm (50 st)

**gymna**

Art: 9367101 | Merk: [BSN](#)



## Productinformatie

**Leukoplast elastic vinger / vingertop** zijn flexibele wondpleisters speciaal ontwikkeld voor het verzorgen van kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden op vingers of de vingertoppen.

- **vinger:** extra lange hechtpleister voor een optimale fixatie.
- **vingertop:** vlindervormig, uitstekende aanpassing aan de vingertop, ook geschikt voor tenen.
- sterk hechtend, blijft goed zitten.
- zacht non-woven wondkussen, blijft niet aan de wond plakken.

~~En zijn geschikt voor het verzorgen van kleine snijwonden, rijtwonden, schaafwonden op vingers of de vingertoppen, evenals op andere lichaamsdelen zoals ellebogen, knieën~~