

Nohrd Bike V.2 - eik

gymna

Art: 566882 | Merk: [NOHRD](#)



Productinformatie

Deze indoor-bike met minimalistisch design misstaat in geen enkele praktijk of interieur!

Ergonomisch:

- ideale zitpositie: zadel zowel in hoogte als horizontale richting instelbaar
- multifunctioneel stuur:
 - in hoogte verstelbaar
 - kan overal vastgenomen worden, afhankelijk van de positie
- makkelijk bereikbare weerstandsbediening (magnetisch)
- optioneel uit te rusten met klikpedalen, comfort zadel, rugleuning of laptopsteun
- voorzien van 2 rubberen transportwielen

Compact:

- standoppervlak: 80 x 60 cm
- neemt slechts 0,44 m² in

LED display:

- werkt via netstroom.
- weergave van trainingsresultaten: tijd, afstand, snelheid, wattage, hartslag, calorieverbruik
- uitwisseling van gegevens tussen fiets en Nohrd app via bluetooth.
- hartslagmeting via ANT+ en bluetooth.

Technische kenmerken:

- overbrenging: 1:8 ratio
- weerstand: magnetisch
- variatie hoogteverstelling zadel: 17,5cm
- geschikt voor gebruikers met een grootte tussen: 160cm – 200cm
- hybride pedalen: klikpedaal aan 1 zijde en gewoon pedaal met voetstrap aan andere zijde
- gewicht: ca. 60kg

- max. gebruikersgewicht: 200kg
- vlieg wiel: 5.5kg
- bluetooth hartslagmeter niet inbegrepen