

Game Ready Med4 Elite - thermo & cryo compressie ***gymna***

(hot/cold)

Art: 580760 | Merk: [GAME READY](#)



Productinformatie

De Game Ready Med4 Elite combineert zowel warmte, koude als compressie in 1 toestel. In minder dan 1 minuut wijzigt de temperatuur van maximale koeling (3°C) naar maximale opwarming (45°C), wat het uiterst geschikt maakt voor contrast therapie bij sporters of medische toepassingen.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 4 behandelmodi in 1 toestel:
 - koude zonder ijs - min. temperatuur 3°C
 - gecontroleerde warmte-applicatie - max. temperatuur 45°C
 - snel contrast: in minder dan 1 minuut switch van maximaal koud naar maximaal warm of omgekeerd
 - intermitterende compressie: 5 - 75 mm Hg in 4 niveaus
- zeer intuïtieve setup en gebruikers interface
- mogelijkheid om twee patiënten tegelijk te behandelen
- compatibel met alle gameready manchetten

Specificaties

- Afmetingen (l x b x h): 83 x 63 x 109 cm
- Gewicht: 78 kg

- 2 aansluitmogelijkheden
- 4 vergrendelbare wielen