

# Tork dispenser S2 vloeibare zeep - 475 ml

**gymna**

Art: 18XX206 | Merk: [TORK](#)



## Productinformatie

Praktische TORK dispenser voor S2 vloeibare zeep.

- voor alle vullingen van het type S2.
- functioneel en modern design.
- eenvoudig in gebruik, ook voor **kinderen en senioren**.
- makkelijk te reinigen en bij te vullen waardoor u tijd bespaart.
- materiaal: kunststof.
- kleur: combinatie wit/transparant of zwart/transparant.
- inhoud: 475 ml.
- afmetingen (h x b x diepte): 21,1 x 11,4 x 11,2 cm.
- geleverd zonder zeep.