

Massagehoofdsteun opvouwbaar - lichtgrijs

gymna

Art: 507855.D



Productinformatie

Comfortabele massagehoofdsteun, voor het behandelen van patiënten in zit.

- kan op de zijkant van uw behandeltafel geplaatst worden, zonder extra montage.
- regelbare hoogte en hellingshoek van zowel borst- als hoofdkussen, op maat van uw patiënt.
- zachte polstering, overtrokken met lichtgrijs kunstleder.
- aluminium frame, licht en makkelijk te reinigen, kleur lichtgrijs.
- samenklapbaar voor opbergen en transporteren.