

Lactate Plus - opbergkoffer

gymna

Art: 576180



Productinformatie

Professionele opbergkoffer voor lactaatmeetapparatuur

Deze professionele hardcase is ideaal voor het veilig opbergen en organiseren van je lactaatmeetapparatuur, accessoires en benodigdheden tijdens trainingen, testen of mobiel gebruik. De case is ontworpen met een stevige hardshell-behuizing en een schuiminzetstuk, zodat je apparatuur goed beschermd is tegen stoten en schuiven tijdens vervoer.

Het slimme binnenwerk (insert) zorgt ervoor dat elk onderdeel — zoals meters, strips, controleoplossingen en lancetten — een vaste plaats heeft, wat je workflow overzichtelijk en efficiënt maakt.

Professionele harde koffer

- Inclusief schuiminzetstuk voor georganiseerde opslag
- Wordt geleverd zonder inhoud (apparatuur en accessoires niet inbegrepen)

Dit is een uitstekende oplossing als je je meetset compact, overzichtelijk en beschermd wilt meenemen of bewaren.