

Clinell wandbox aluminium - wit

gymna

Art: 9064195 | Merk: [CLINELL](#)



Productinformatie

Universele metalen muurhouder voor Clinell ontsmettingsdoekjes.

Is ontworpen als de ideale oplossing voor het opbergen van pakjes desinfectiedoekjes maar is ook geschikt voor handschoenen - en mondmasker dozen.

- Materiaal: aluminium
- Kleur: wit
- Afmetingen (l x b x h): 25 x 10 x 16 cm
- Geschikt voor:
 - art. 9207195 - Clinell desinfectiedoekjes medische oppervlakken - alcoholvrij - XL pack (200 st)
 - art. 9212195 - Clinell desinfectiedoekjes medische oppervlakken - alcoholvrij - thick wipes (100 st)