


Liveness Aluminium Reformer full track - PTX 8000 **gymna**

- Black Pearl

Art: 581450 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De Toorx Liveness PTX-8000 is een **professionele pilatesreformer**, ontworpen voor **intensief gebruik** in pilatesstudio's en veeleisende gebruikers. Het **aluminium full-track frame** combineert uitzonderlijke stabiliteit met een strak, modern design — ideaal voor een complete en veilige pilatestraining.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- Volledig aluminium frame voor maximale duurzaamheid en een lage eigengewicht/stabiliteitsverhouding.
- Full-track geleiding met 8 polyurethaan wielen op kogellagers voor een fluisterstille beweging.
- Voetsteun met uitgebreide verstelmogelijkheden: 5 hoekposities en 19 horizontale niveaus.
- 6 geharde hoogkoolstofstalen veren (2 sterk, 2 medium, 2 licht)
- Automatic Rope systeem: snel en eenvoudig instellen van de touwen.
- Rope risers: katrollen zijn in hoogte verstelbaar op 3 niveaus.
- Kantelbaar antislip verenplatform voor snelle toegang tot de veren en een efficiënte herconfiguratie.
- Hoofdsteun: verstelbaar op 3 standen.
- Bekleding: 3 laags slijtvaste microvezel eco-leder bekleding voor rug-, hoofd- en schoudersteunen.
- Verticaal op te bergen voor plaatsbesparing.
- Voorzien van 2 transportwielen.
- Standaard geleverd met:
 - box: voor zit-en ligvariaties, verhoogde oefeningen en extra ondersteuning
 - jumpboard: voor cardiotraining en springoefeningen op de reformer
 - verstelbare dubbellusriemen met handgrepen/haken en voetriemen

- + full option reformer voor intensief gebruik
- + kan verticaal opgeborgen worden, wat ruimte bespaart
- niet te verkrijgen in opvouwbaar versie

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 244,6 x 75,7 x 85,2 cm
- Afmetingen loopwagen (L x B): 60 x 94,4 cm
- Bewegingsafstand: 105,5 cm
- Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg
- Gebruikersklasse S, gecertificeerd voor commercieel gebruik