

Ergofit Cycle 450 - antraciet

gymna

Art: 505305 | Merk: [ERGOFIT](#)



Productinformatie

De ERGOFIT CYCLE 450 is een **fietsergometer** voor efficiënte **cardiovasculaire revalidatie**, training of sporttraining, **met testprogramma's**.

Zeer solide en stabiele fiets voor professioneel gebruik.

ALGEMENE KENMERKEN

- **extra brede en lage instap.**
- hartslaggestuurde training (via Polar borstband met zender meegeleverd of via handgrepen).
- eenvoudige bediening via 4 toetsen.
- massief vlieg wiel voor een optimaal trapgevoel.
- bereik: **lage startbelasting**: 0 - 400 W in stappen van 5 W.
- toerental: 20 - 120 t/min.
- max. belasting: 180 kg.
- verrijdbaar, voorzien van 2 wieltjes.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- trainingsmogelijkheden: manueel of hartslaggestuurd, 5 vaste profielen, 12 vrije profielen.
- **3 submaximale testprogramma's.**
- simulatie toerental-afhankelijk, 12 versnellingen.
- zadel horizontaal en verticaal **traploos** verstelbaar via **gasveer**.
- accuraatheid 10 %.
- externe aansluiting RS 232.
- taal te selecteren op het display.
- veiligheidsklasse en isolatietype: klasse II.

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 120 x 60 x 140 cm
- Gewicht: 49 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg