

Toorx suspensie trainer workout pro

gymna

Art: 581615 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

Deze **functionele suspensietrainer** biedt een slimme en draagbare oplossing voor een complete workout, waar u ook bent.

- **alles-in-1 trainingsoplossing:** versterkt alle spiergroepen
- **gebruiksvriendelijk en veilig:** dankzij het veilige vergrendelingssysteem past u de bandlengte - banden zijn voorzien van markeringen - eenvoudig én stevig aan
- **lichtgewicht en compact:** ongeveer 1 kg, set geleverd in een handige draagtas
- **duurzame materialen:** nylon en hoogwaardig staal - voor intensief gebruik
- **complete set** bestaat uit:
 - in lengte verstelbare nylon straps met markeringen en musketon
 - 2 ergonomische multi-handgrepen - met foam bekleed
 - deuranker
 - 2 musketons
 - draagtasje
- max. gebruikersgewicht: 150 kg