

Toorx Professional Olympic bench - halterbank

gymna

Art: 576578 | Merk: [TOORX](#)



Productinformatie

De **Toorx Professional Olympic Bench** is een robuuste, verstelbare halterbank ontworpen voor Olympische haltertraining. Met extra veiligheid en stabiliteit biedt deze bank een professionele fitnesservaring thuis of in een studio.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- **heavy-duty frame:** frame van ovale (100×50 mm, 3 mm dik) stalen buizen met duurzame epoxy-poedercoating — extreem stabiel en krasbestendig.
- **barbell houders:** met UHMW (Ultra High Molecular Weight) beschermingspads om de stang te beschermen tegen slijtage.
- **veilig:** groot en stabiel plattform.
- **comfortabele bekleding:** 65 mm dikke kussens met hoogwaardige PU-bekleding.
- **olympische standaard:** houders zijn ontworpen voor 50 mm gewichtsschijven en robuuste halterstaven; geschikt voor serieuze krachtraining.
- **afwerking:** dubbele heavy poedercoating voor krasbestendigheid.

Specificaties

- Afmetingen (L x B x H): 172 x 167 x 120 cm
- Gewicht: 68 kg
- Max. gebruikersgewicht: 135 kg
- Max. gewicht (barbell + schijven): 265 kg
- Max. belastbaarheid (gebruikersgewicht + barbell + gewichten): 400 kg