

Toorx Barbellkussen voor hip thrust - 40 x 18 cm

gymna

Art: 581562 | Merk: TOORX



Productinformatie

De **Toorx Barbellkussen** biedt maximale bescherming en comfort tijdens barbell-oefeningen. Met een diameter van 18 cm en een lengte van 40 cm is dit kussen ideaal voor hip thrusts en andere oefeningen waarbij de stang op het lichaam rust.

De stevige rubberen kern verdeelt de druk gelijkmatig, waardoor je comfortabeler en veiliger kunt trainen. Dankzij de waterdichte PE-bekleding is het kussen bestand tegen vocht en zweet, en bovendien eenvoudig schoon te maken. Dit zorgt voor een hygiënische en duurzame oplossing bij intensief gebruik.

Specificaties

- Geschikt voor hip thrusts en diverse barbell-oefeningen
- Afmetingen: 40 x 18 x 18 cm
- Gewicht: 0,6 kg
- Comfortabele drukverdeling tijdens zware lifts
- Waterdichte PE-bekleding: hygiënisch en makkelijk te reinigen
- Materiaal: rubber
- Kleur: zwart