

Steri-Strip - 6 x 75 mm (50 x 3 strips)

gymna

Art: 9985188 | Merk: [SOLVENTUM](#)



Productinformatie

Steri-Strips Elastic zijn elastische strips die zorgen voor de nodig flexibiliteit bij speciale toepassingen.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Ideale combinatie van elasticiteit, comfort en sterke hechting
- Bruikbaar op plaatsen met grote contourverschillen waar aanzienlijke oedeemvorming wordt verwacht of waar een grote spier-en/of skeletbeweging is
- De strips kunnen makkelijk verwijderd worden
- Laat geen kleefresten na
- De patiënt kan een douche nemen zonder dat de strip los komt

OPTIES:

- 6 x 75 mm
- 6 x 38 mm
- 12 x 100 mm
- 25 x 125 mm

INHOUD:

- De steri strip E wordt vervolgens verpakt:
 - 6 x 75 mm: 3 x 50 st
 - 6 x 38 mm: 6 x 50 st
 - 12 x 100 mm: 6 x 50 st
 - 25 x 125 mm: 4 x 25 st