

Slashpipe mini

Art: 57741X | Merk: SLASHPIPE

gymna

€ 149,00

Stukprijs incl. BTW.



Productinformatie

De Slashpipe is een trainingsmiddel voor het oefenen van **stabiliteit, coördinatie, sensomotorisch, kracht en evenwicht bij elk type patiënt.**

De vloeistof binnen in de doorzichtige buis uit sterk polycarbonaat **beweegt oncontroleerbaar waardoor actie gevraagd wordt van alle spieren** om het lichaam in balans te houden.

- de training wordt versterkt door het visuele en auditieve aspect van het bewegende water en zorgt zo voor een holistisch effect.
- afhankelijk van de uitgangspositie en de beweging kan meer nadruk worden gelegd op het trainen van 'core stability' of eerder op het trainen van stabiliteit in schouders of armen.
- de handgrepen zijn aanpasbaar en kunnen verschoven worden om het niveau te variëren.
- afmetingen: lengte 120 cm - diameter 6 cm.
- gewicht: ca. 2,250 kg.
- verkrijgbaar gevuld met oranje of blauwe vloeistof (hiernaast selecteren).

Eveneens verkrijgbaar met volgende afmetingen: lengte van 50 cm / diameter 6 cm: (art. 57740X) - 150 cm / diameter 9 cm (art. 57743X) - 150 cm / diameter 7 cm (art. 57742X).