

# BH fietsergometer - Smart Focus (LK7200)

Art: 564405.D | Merk: BH

**gymna**

€ 3.477,86 € 4.347,22

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Stabiele en ergonomische fietsergometer met lage doorstap, geschikt voor professioneel gebruik. Het Smart Focus scherm is voorzien van de snelste touchscreen technologie waardoor het niet alleen alle trainingsinformatie weergeeft, maar u ook verbindt met sociale netwerken, internet, televisie en applicaties. Trainen in complete connectiviteit is mogelijk!

### SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Lage instap en open structuur maakt de fiets makkelijk toegankelijk.
- Versterkt frame zorgt voor extra stabiliteit.
- Magnetische weerstand van 500 w.
- 20 weerstandsniveaus.
- 28 programma's voor verschillende trainingen.
- Hartslagmeting via handvaten of via borstgordel (niet meegeleverd).

- Tablethouder onder display.
- Bidonhouder.
- Handvat type Triathlon (goede grip in meerdere posities).
- Zelf oprichtende pedalen met voetriempjes.
- Anatomisch gevormd zadel, verticaal en horizontaal verstelbaar.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Maximum grootte gebruiker: 2m
- Display:
  - o 16" inch kleurentouchscreen
  - o Snelste touchscreentechnologie dankzij FitFeel interface
  - o Connectiviteit met sociale netwerken, internet, televisie en applicaties
  - o Login systeem voor elke gebruiker met opslag van gegevens en trainingen
  - o USB-poort
  - o Compatibel met smartphones en iPods
  - o Bluetooth verbinding
  - o CSAFE-poort
  - o 28 oefenprofielen
  - o 8 preset programma's
  - o 1 manueel programma
  - o Doelstellingsgerichte programma's
  - o Hartslag gestuurde programma's
  - o Fitnesstest
  - o Parameters: snelheid, tijd, afstand, calorieverbruik, wattage en hartslag

#### **TECHNISCHE KENMERKEN:**

- Afmetingen LxBxH: 130 x 62 x 142 cm
- Gewicht: 59 kg
- Max. gebruikersgewicht: 180 kg
- Werkt op netstroom