

Revalidatietrap recht - half model

gymna

Art: 509465



Productinformatie

Compacte revalidatietrap die opgesteld kan worden in rechte lijn.

SPECIFIEK KENMERKEN

- gesloten treden met rubberen anti-slip bekleding.
- treden:
 - 5 treden - hoogte 13 cm.
- centraal platform: 60 x 60 cm.
- ergonomische leunen, verstelbaar in hoogte.
- afmetingen (l x b x h): 182 x 60 x 70/97 cm

De revalidatietrap kan - optioneel - uitgerust worden met een schuine loopramp (art. 509.475).