

# Zitkruk zadel Salli SwingFit - Rood

Art: 505436REN | Merk: **SALLI**

**gymna**

€ 780,00 € 975,01

Stukprijs incl. BTW.



## Productinformatie

Salli is synoniem voor een hele dag lang gezond zitten. De 2-delige zadelzitkrukken van Salli zijn wereldwijd gepatenteerd en van een uitstekende kwaliteit. Voorover leunen, draaien, reiken en verplaatsen doet u zonder inspanning. Door de specifieke vorm van de zitkruk wordt u moeiteloos verplicht om actief te zitten, waarbij u zowel benen als rug gebruikt. Dit werkt als een soort training die de rugspieren versterkt. Verder zorgt de correcte houding voor vermindering van spanning in de lage rug en de schouders. De 'open' zithouding - in een hoek van 135° - voorkomt vermoeide benen dankzij een betere bloed- en lymfecirculatie in de onderste ledematen. **SWINGFIT:**

- mechanisme met een unieke beweegbare discus.
- het zadel volgt uw beweging in elke richting.
  - u doet als het ware 'gymnastiek' voor de onderrug op een gezonde en efficiënte manier.
  - komt de mobiliteit, de sterkte en het metabolisme van de lage rug ten goede.

- activeert het hele lichaam.

#### **ZITTING:**

- 2 aparte zit-delen overtrokken met kwaliteitsleder 'A2'. keuze uit 5 kleuren
  - de breedte van de zadel-opening is instelbaar.
- dankzij de 2 aparte zit-delen is er nauwelijks druk op bloedvaten en zenuwen van het bekken en verbetert de genitale gezondheid van zowel mannen als vrouwen.

#### **ONDERSTEL:**

- stabiel dankzij de 5-armige rolvoet in aluminium.
- verstelbaar in hoogte d.m.v. een hydraulische gasveer, 59 - 78 cm. Op aanvraag kortere of langere gasveer verkrijgbaar.
- maximale belasting: 120 kg.

Kan - optioneel - voorzien worden van een in hoogte verstelbare steunring waarop de voeten kunnen rusten als de kruk in hoge positie gebruikt wordt.