

Toorx Professional Chest press

gymna

Art: 581400 | Merk: **TOORX**



Productinformatie

De **Toorx Professional Chest press** is een pin loaded krachttoestel voor het trainen van borst- en armspieren. Door het **onafhankelijk convergerende duwhefboomsysteem** heeft de gebruiker volledige controle over de beweging en worden beide armen afzonderlijk getraind. Dit toestel is dankzij zijn design en gebruiksgemak perfect geschikt voor gebruik in een kinepraktijk of revalidatiesetting. De voornaamste spieren die worden aangesproken zijn de mm. pectorales en m. Triceps brachii.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- de **beweging** van de armen gebeurt onafhankelijk, met convergerende handvaten voor maximale ergonomie.
- **verstelopties**: zithoogte op 18 niveaus met gasveerondersteuning.
- **voethendel** om de gewichtenstapel te ontlasten en handvaten naar voor te brengen.
- **robuuste constructie**: frame van ovale (50 x 100 mm) en ronde (60 mm) stalen buizen, 3 mm dik.
- **dubbele heavy duty poedercoating** voor krasbestendigheid.
- **gewichtenstapel**: 100 kg stalen gewichten met pin-selector en beschermkooi, per 5 kg.
- **pulleysysteem**: overbrenging via kabels in geweven staal van 5 mm dik, zeer sterk en duurzaam, max. belastbaar tot 1500 kg.
- **comfortabele bekleding**: stoel afgewerkt in high density kussens met PU bekleding.
- **veiligheidsnormen**: voldoet aan EN20957-1/ EN957-2 klasse S.

Montage: niveau 1