

# Dax Clinical handontsmetting 75% - navulling

## autom. dispenser 1ste generatie - 700 ml

***gymna***

Art: 9054195 | Merk: [DAX](#)



### Productinformatie

DAX Clinical is een **hand ontsmettingsvloeistof** samengesteld uit drie verschillende alcoholen, met ethanol als hoofdbestanddeel.

- de alcoholsterkte bedraagt 75 volumeprocent.
- DAX Clinical werkt snel en efficiënt en kleeft niet na het verdampen.
- De toevoeging van glycerine en en caprylyl glycol als vochtinbrengende elementen maakt dat de huid haar natuurlijke vochtbalans behoudt en voorkomt dat ze uitdroogt.
- Zonder parfum en zonder kleurstof.

Navulling voor de automatische Dax dispenser van de eerste generatie (art. 9053195). Inhoud: 700 ml.