

gymna.ONE D6, Wit/Zilver - Cognac Brown

gymna

Art: 198062CB | Merk: GYMNA



Productinformatie

ONDERSTEL: type gymna.ONE

Het unieke gymna.ONE onderstel onderscheidt zich door zijn puur en innovatief design, en het gebruik van **duurzame en natuurlijke materialen zoals gegoten aluminium en hout**.

- voldoet aan de GSP norm - GSP staat voor Gymna StabiliteitsProfiel:
 - unieke, uitgebalanceerde constructie die ervoor zorgt dat uw tafel **in alle omstandigheden een optimale stabiliteit** en therapie garandeert.
 - de bewegingsuitslag is absoluut minimaal, zelfs bij stevige manipulaties.
- wielmechanisme: met één beweging van de voet staat uw tafel op de 4 zwenkwielen.
- onderkant poten voorzien van antislipdoppen, zodat uw tafel niet schuift bij manipulaties.

TYPE KUSSENS: hoge densiteit gymna.ONE

De hoge densiteit van deze Premium kussens is het resultaat van een **speciale duo-polstering**, zijnde een harde kern van 100 kg/m³, met daarover een zachte toplaag van 40 kg/m³.

- de hogere weerstand maakt de kussens minder zacht, hetgeen resulteert in **weinig tot geen energieverlies** bij krachtige manipulaties.

- kussenverwarming: **3 temperatuurstanden** (ca. 34, 36, 38 °C) te activeren via een draadloze Bluetooth-bediening met automatische tijdschakelaar van 30 min.
- de kussens zijn overtrokken met een hoogwaardige, ftalaatvrije PU kunstleer:
 - **biocompatibel en aangenaam zacht aanvoelend.**
 - slijtvast, vlamvertragend, eenvoudig te reinigen en desinfecteerbaar.
 - beschikbaar in 8 kleuren, te combineren volgens 4 kleurencombinaties
- Unieke, extra grote gezichtsopening met **Ergomax** gezichtssteun voor extra ontspanning in buiklig. Het Ergomax kussen is gemaakt uit PU-schuim met een lage densiteit, is naadloos, waterdicht en wasbaar.

2 LIGVLAKKEN:

Kort hoofddeel en lang rug-/beendeel. U kiest voor deze 2-delige behandeltafel wanneer u voornamelijk behandelingen in lig uitvoert en op zoek bent naar een stabiele, solide en compacte tafel.

KORT HOOFDDEEL: positief en negatief verstelbaar d.m.v. 1 gasveer.

- uw patiënt ligt ontspannen dankzij de inclinatie.
- vooral aangewezen bij massages, relaxaties, behandelingen en/of manipulaties in lig.

LANG RUG-/BEENDEEL: vast en stabiel, niet afzonderlijk verstelbaar.

- biedt een solide en comfortabel ligvlak over de volledige lengte van rug tot benen.
- ideaal voor massages, klassieke behandelingen en manuele therapie waarbij geen afzonderlijke verstelling van rug of benen vereist is.
- in combinatie met de elektrische hoogteverstelling en het i-Control bedieningssysteem steeds optimaal en veilig instelbaar op werkhoogte.

OPTIE LEDVERLICHTING:

- Ledverlichting aan de onderkant van het frame.
- Creëert extra sfeer in uw praktijk, instelbare helderheid.
- Keuze uit 14 kleuren, te bedienen via een IR afstandsbediening met AAN-UIT knop.
- Zorgt voor functionele ondersteuning: groen licht = omhoog, rood licht = omlaag.

Specificaties

- Afmetingen (L x B): 206 x 67 cm

- Gewicht: 112 - 127 kg
- Hoogteverstelling: 50 - 100 cm
- Max. hefvermogen: 200 kg
- Conform Richtlijn 2017/745 (MDR), 2012/19 en 2011/65, en de normen IEC/EN 60601-1 en IEC/EN 60601-1-2