

BH Movemia magnetic indoor trainingsfiets

gymna

Art: 564505 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

Robuuste, selfpowered indoor trainingsfiets met multigrip triatlon stuur en magnetische weerstand.

SPECIFIEKE KENMERKEN:

- Stevig stalen chassis, voorzien van een industriële coating – extreem resistent tegen corrosie en roesten.
- Multigrip triatlon stuur, verticaal en horizontaal te verstellen.
- Micro-aanpasbaar zadel (verticaal en horizontaal) voor een ideale zitpositie.
- Aluminium vlieg wiel (equivalent van 20 kg) zorgt voor de weerstand (20 levels)
- Magnetisch remsysteem, te bedienen via hendel.
- Gecombineerde pedalen (SPD – trekking)
- Onderhoudsvrije Poly-V aandrijfriem.
- 4 aanpasbare pootjes voor nivellering van elk type ondergrond.
- 2 transportwielen voor snelle en makkelijke verplaatsing van het toestel.
- Display:
 - LCD scherm met achtergrondverlichting, selfpowered
 - power indicator: wattage wordt in 6 kleurzones weergegeven: groen: 0-99 Watt, blauw: 100-199 Watt, cyaan: 200-299 Watt, geel: 300-399 Watt, magenta: 400-499 Watt, rood: 500+ Watt
 - Connectiviteit via ANT+ en RFID: fiets connecteert met indoor cycling virtuele software zoals bv. Spivi, Aplifit, ...
 - FTP test = Functional Threshold Power test: berekent het maximale vermogen of wattage dat je 60 min. kunt volhouden.
 - Parameters: tijd, afstand, RPM (toerental/minuut), hartfrequentie (ANT+ borstgordel niet meegeleverd), wattage, calorieverbruik.
 - verschillende weergave mogelijkheden: actueel, procentueel, gemiddeld of maximum.

Specificaties

- Afmetingen LxBxH : 104 x 63 x 117 cm
- Gewicht: 43 kg
- Max. gebruikersgewicht: 150 kg