

Combi 200 - wit

gymna

Art: 320210 | Merk: GYMNA



Productinformatie

De Combi 200 is een veelzijdig apparaat voor elektrotherapie, ultrageluidtherapie en combinatietherapie. De Combi 200 heeft een intuïtief aanraakscherm met duidelijke symbolen die eenvoudige handelingen voorstellen. Cruciaal voor dit apparaat is de combinatie van intuïtiviteit met de meest geavanceerde wetenschappelijke ontdekkingen. De tevredenheid van de patiënt blijft het primaire doel.

ALGEMENE KENMERKEN

- touchscreen met eenvoudige bediening, snelle actie en reactie
- verkrijgbaar in wit of zwart
- 2 onafhankelijke intensiteitsregelaars
- NIEUWE elektro
 - TENS: integratie van de nieuwste TENS-protocollen geeft je een breed scala aan configuraties
 - spierstimulatie: eenvoudige implementatie van I/T-curves, bijvoorbeeld met weergave van de pulsintensiteit als extra hulpmiddel
 - weergave van de elektrodeplaats op het scherm
- NIEUWE ultrageluidskop
 - 'ultramoderne' behandelkop
 - volledige en zeer nauwkeurige absorptie van ultrageluidsgolven, geen warmteverlies

SPECIFIEKE KENMERKEN Therapieën

- elektrotherapie met 2 onafhankelijke kanalen
- ultrageluidtherapie

- gecombineerde therapie: een verwonding kan gelijktijdig behandeld worden met elektrotherapie en ultrasoundtherapie
- gelijktijdige therapie: verschillende indicaties kunnen gelijktijdig worden behandeld met elektrotherapie en ultrageluid.
- bekken-hereducatie via vaginale of anale sondes (sondes=optioneel)

Elektrotherapie

- 2 volledig onafhankelijke kanalen
- tENS-stromen, NMES-stromen, interferentiestromen, DC-stromen, diadynamische stromen, CC/CV, iontoforese, perineale revalidatieprogramma's
- uitgangsstroom 0-80 mApk voor gelijkstroom, 0-120 mApk voor wisselstroom
- iT-curves

Ultrageluid therapie

- multifrequentie behandelkop, 4 cm².
- 1 en 3 MHz, continu 0-2 W/cm², gepulseerd 0-3 W/cm²
- hoorbare en visuele contactcontrole garanderen een constante output.
- optie: 1 cm² behandelkop (art. 320.111).