

Curamotion Exer 1 - schoudertrainer

gymna

Art: 560250



Productinformatie

De Curamotion Exer I is een toestel voor schouderoefeningen en verbeteren van bloedcirculatie, spierkracht, gewrichts 'range of motion'. **SPECIFIEKE KENMERKEN**

- aanpasbare weerstand.
- radius eenvoudig aanpasbaar.
- 'quick release' knop om de hoogte aan te passen.
- multifunctionele LCD display voor weergave van:
 - aantal omwentelingen.
 - aantal omwentelingen per minuut.
 - oefen tijd.
 - verbruikte calorieën.
 - geleverd met alle toebehoren voor fixatie tegen muur (harde constructie).
 - beknopte handleiding in het Engels.