

# Goniometer digitaal - Easyangle

**gymna**

Art: 577470 | Merk: MELOQ



## Productinformatie

Klik, klik, klik. En de meting is gebeurd! EasyAngle is een modern en innovatief instrument om de range of motion te meten. **ALLES IN 1**

- kan gebruikt worden om de beweeglijkheid van alle gewrichten van het lichaam te meten.
- vervangt de klassieke goniometer, inclinometer en cervicale goniometer.

### GEMAKKELIJK

- een meting is gebeurd na drie keer klikken.
- er moet slechts met één lengteas per tijdstip rekening gehouden worden.
- EasyAngle moet niet op de gewrichts-as geplaatst worden waardoor elk anatomisch herkenningspunt naar voorkeur gebruikt kan worden.

### EFFICIËNT

- metingen gebeuren snel en kunnen met één hand uitgevoerd worden.
  - u kan de patiënt dus met de andere hand ondersteunen.
  - de patiënt staat nu centraal en niet meer de goniometer.

### GEBRUIKSVRIENDELIJK

- ergonomisch design.
- duidelijk scherm waar de historiek van de 5 laatste metingen op weergegeven wordt.

### ACCURAAT

- hoge precisiesensor.
- wetenschappelijke studies tonen een hoge betrouwbaarheid en validiteit aan.

De set EasyAngle bevat:

- 1 sensor
- 1 aligineerlat: 28,0 cm

- 1 USB oplader met kabel.

Op ons [youtube kanaal 'GymnaBelgium'](#) staan video's hoe de EasyAngle per gewricht gebruikt dient te worden.