

Kwell oefenmanchet - 0,5 kg - per paar

gymna

Art: 578980 | Merk: [KWELL](#)



Productinformatie

De Kwell oefenmanchetten zijn ideaal om comfortabel spiertraining of aerobe oefeningen te doen.

- gemaakt van zachte materialen die aangenaam aanvoelen en makkelijk aan het lichaam aanpasbaar zijn.
- dankzij de verstevigde vulling, zorgvuldige stiknaden en geoptimaliseerde velcro sluiting zijn deze oefenmanchetten uitermate stevig en shockproof.
- geleverd per paar.
- beschikbaar in 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 en 3 kg.