

Beenmanchet rechts Carepump - 6 kamers

gymna

Art: 119330 | Merk: CAREPUMP



Productinformatie

Beenmanchetten voor CarePump Lite6 – Comfortabele druk

De beenmanchetten van de CarePump Lite6 zijn ontworpen om een comfortabele, aanpasbare drukmassage te geven aan het linker- en/of rechterbeen, volledig instelbaar via het CarePump Lite6 toestel. Het overlappende kamersysteem zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling en voorkomt dat vocht zich terugtrekt tijdens de behandeling.

Beschikbare opties:

- Linkerbeen
- Rechterbeen
- Beide benen samen met dubbele splitter

Belangrijkste kenmerken:

- Overlappend kamersysteem: gelijkmatige drukverdeling voor een comfortabele massage.

- Volledige rits langs de manchet: eenvoudig aan- en uit te trekken.
- Stevige slangen en hoogwaardig materiaal: duurzaam en gemakkelijk schoon te maken.
- Universele pasvorm: past zich na opblazen perfect aan het been aan.
- Compatibel met CarePump Lite6.

Dankzij het slimme kamersysteem en de flexibele pasvorm kunnen patiënten de manchet comfortabel dragen tijdens het zitten of liggen, voor een stabiele en aangename ervaring.