

Jacket Lympha-mat - links - grijs - connector grijs

gymna

Art: 110187 | Merk: [LYMPHAMAT](#)



Productinformatie

Deze halve 'jas' is een manchet voor lymfedrainage van de linkerarm én het bovenste kwadrant links van de romp.

WERKINGSPRINCIPE MANCHET

- Zie [Lympha-mat Digital](#) en [Lympha-mat 300N](#)

ALGEMENE KENMERKEN

- Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardige materialen die extreem belastbaar zijn.
- Makkelijk te reinigen (kan in de wasmachine mits het in acht nemen van bepaalde was instructies) en te desinfecteren.
- 100% huidvriendelijk.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- 12 elkaar overlappende luchtkamers waarbij de druk gradueel afneemt.
- De compressie begint bij de vingertoppen en gaat via de armen naar de rug, thorax en buik.
- De druk wordt aan 1 zijde opgebouwd, aan de contralaterale zijde wordt de manchet vastgemaakt met een 'bolero' zonder compressie.
- De luchttoevoer gebeurt via het ruggedeelte voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid en draagcomfort.
- Kleur: grijs.
- Voor patiënten met een armomtrek tot 55 cm en een buikomtrek tot 134 cm.
- Eventuele optionele **verbredingsstukken**:
 - voor [arm](#) 10 cm.
 - voor [rug](#) 13 cm.

- voor [borst](#) 13 cm.

De grijze connector is ontworpen voor de [Lympha-mat Digital](#)

De witte connector is ontworpen voor de [Lympha-mat 300N](#)

Beide connectoren passen echter op beide toestellen (en op de 300Plus)