

# AguPunt APS Regular dry needling naald - 0.30 x **gymna**

**30 mm (100 st)**

Art: 585525



## Productinformatie

De **Agupunt APS-naalden** zijn specifiek ontworpen en vervaardigd voor **dry needling** met behulp van feedback van kinesitherapeuten over de hele wereld. Dit heeft geresulteerd in een optimale naald waarmee de triggerpoints zeer goed bereikt worden.

De combinatie van **hoogwaardig, roestvrij chirurgisch staal, een 3-laagse coating** en een **scherpe conische punt** zorgt voor optimale penetratie, wat comfort voor de patiënt betekent en de behandeling zo minder pijnlijk maakt.

Bovendien zijn ze voorzien van een **koploze, flexibele en extra lange handgreep**, waardoor een optimale grip mogelijk is evenals een nauwkeurigere insertie.

Een groot verschil tussen Agupunt Dry Needling-naalden en acupunctuurnaalden is dat de dry needling-techniek wordt toegepast met **stuggere naalden**, waardoor de naald beter hanteerbaar is.