



Productinformatie

Bij de Wellsystem Medical zorgen warme waterstralen voor een weldoende lichaamsmassage van kop tot teen.

- De druk van de waterstralen is instelbaar van 0,5 - 4,0 bar.
- De temperatuur van het water is instelbaar van 25 - 40 °C.

De warmte van het water dringt door tot in de diepste weefsellagen en stimuleert de doorbloeding zonder de bloedsomloop te belasten. De zachte kracht van het water activeert de stofwisseling, ontspant de musculatuur en lost contracturen en verhardingen op. Wellsystem Medial is een ideale voorbereiding voor uw verdere behandelingen zoals manuele therapie, manipulaties, stretching of fysiotherapie. De combinatie van de kracht van water en warmte is een uniek therapeutisch concept met een veelheid aan positieve effecten:

- Pijndemping.
 - Spierrelaxatie.
 - Optimalisatie van spierspanning.
- Verhoogde doorbloeding en stofwisseling.
 - Veneuze en lymfatische deblokking.
 - Versoepeling van het onderhuidse bindweefsel ...

Massagetypes:

- Spiegelemassage continu.
- Pulserende massage.

Selectie massagezones:

- Totale lichaam.
- Rug.
- Schoudergordel.
- Lumbaal.

- Benen.
- Sectiemassage.
- Puntmassage.

De Wellsystem Medical past op minder dan 2,3 m². Het toestel kan uitgebreid worden - optie - met een Wellsystem SPA, een zintuiglijk wellnesscentrum van water, licht, lucht, kleur, aroma en geluid.