

BH Multipress - zwart

gymna

Art: 564265 | Merk: [BH](#)



Productinformatie

De BH Multipress is een trainingstoestel om squats en press oefeningen in alle veiligheid uit te voeren. Dankzij de geleidingsstang is er geen gevaar dat de gebruiker valt of de barbell op zich krijgt wanneer de oefening te zwaar wordt.

SPECIFIEKE KENMERKEN

- gechromeerde geleidingsstang en lineaire lagers
- versterkt frame, voor extra veiligheid en stabiliteit
- gechromeerde bar met geribbelde grip
- 10 hoogtes waarop de bar kan vastgehaakt worden tijdens rust
- 4 ophangpunten voor het wegbergen van gewichtsschijven
- geschikt voor schijven met opening van 28 mm of 50 mm diameter - adapter standaard meegeleverd
- schijven niet meegeleverd
- max. belasting: 200 kg

Specificaties

- afmetingen (L x B x H): 140 x 193 x 212 cm
- gewicht: 137 kg
- kleur frame: zwart