

G5 Fleximatic, massage-apparaat op rolvoet

gymna

Art: 500500 | Merk: G5



Productinformatie

De G5 Fleximatic is hét massage-apparaat bij uitstek voor het masseren van het huidoppervlak, de onderliggende weke delen, het bloedvaten- en lymfesysteem, de spieren. De toepassingen zijn zeer divers: van spierrelaxaties, triggerpoints, drainages, sportmassages, diepe dwarse fricties tot respiratoire therapie. Wanneer u manuele massages moet geven is dat zeer arbeidsintensief. De motor van de G5 Fleximatic blijft even gelijkmatig werken, zelfs wanneer u stevig op de massagekoppen duwt. De gepatenteerde directionele beweging werkt zowel loodrecht als horizontaal. Het effect van de behandeling verschilt afhankelijk van de toegepaste snelheid.

- Frequentie instelbaar 0 - 60 Hz, amplitude tussen 1 mm en 1 cm.
- Bij een lage frequentie is de massage geschikt voor een diepe penetratie.
- Een hoge frequentie heeft een meer oppervlakkig effect, om onder andere pijn en spasmen te verlichten.

Opzetstukken:

- Elk opzetstuk is ontwikkeld om het effect van de vibraties te vergroten in functie van het doel van de behandeling én in functie van het te behandelen lichaamsdeel.
- De opzetstukken laten toe om te masseren met crèmes, oliën, balsems of speciale therapeutische zalven.

Het toestel wordt gemonteerd op een statief voorzien van een vak voor het opbergen van de toebehoren; de 5-armige rolvoet zorgt voor extra stabiliteit. Geleverd met volgende toebehoren:

- art. 500.506 opzetstuk rond mousse, incl. 5 hoesjes.
- art. 500.503 opzetstuk gebogen mousse, incl. 5 hoesjes.
- art. 500.511 opzetstuk 4 bollen, rubber.
- art. 500.502 opzetstuk kegel fijne punt, rubber.