

Cryoflow ice-ir incl. houder en 3 tubes

gymna

Art: 343101 | Merk: GYMNA



Productinformatie

Toestel voor koude applicatie met volgende unieke eigenschappen:

- constante meting van de huidtemperatuur door infraroodsensor.
- airflow wordt automatisch aangepast om de gewenste temperatuur te behouden.
- maximaal resultaat: vermijden van te hoge en te lage temperaturen.
- handenvrij werken, dankzij ergonomische arm.
- GTS selecteert automatisch de juiste parameters in functie van het gewenste resultaat.